



FI 1. Tunnistin, 2. LCD, 3. Pariston suojus, 4. On/off-painike
SV 1. Spets, 2. LCD, 3. Batterilucka, 4. På/av knapp

FI Suomi

Käyttöohjeet

Digitaalinen kuumemittari tarjoaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Aikuisten valvonta on välttämätöntä, jos lapset käyttävät kuumemittaria. Laitteen laatu on tarkastettu ja se täyttää EY-direktiivin 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivi) liite I olennaiset vaatimukset sekä sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien vaatimukset. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Kliiniseen käyttöön tarkoitettujen lämpömittarit - Osa 3: Sellaisten sähköisten lämpömittareiden (ei ennakkoiva, ennakkoiva) suorituskyky, joissa on maksiminäyttö.

Huomio: Tutustu mukana toimitettuihin asiakirjoihin. Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Pariston vaihtaminen

Aseta uusi 1.5 V DC nappiparisto tyyppi SR41 tai LR41 tai vastaava lokeroon positiivinen puoli ylöspäin ja negatiivinen puoli alaspäin.

Mittarin näyttö

M: Viimeisin mitattu lämpötila.

■ : Kun näytön oikeassa yläreunassa näkyy **■**, paristo on lopussa ja se pitää vaihtaa.

Vianetsintä

Vikaviesti	Ongelma	Ratkaisu
	Järjestelmä ei toimi kunnolla.	Ota paristo pois, odota 1 minuutti ja laita paristo takaisin. Jos viesti ilmestyy uudelleen, ota yhteys jälleenmyyjään.
	Mitattu lämpötila korkeampi kuin 42.9°C (109.9°F).	Mittaa uusi lukema 6 sekunnin kuluttua.
	Mitattu lämpötila alhaisempi kuin 32°C (90.0°F).	Mittaa uusi lukema 6 sekunnin kuluttua.
	Paristo on lopussa: Paristokuvake vilkkuu, mittaus ei onnistu.	Vaihda paristo.

Puhdistus ja desinfiointi

1. Puhdista laite pyyhkimällä se kuivalla liinalla ja desinfiointiainetyyppillä.
2. Ei saa joutua kosketuksiin kemiallisten tinnereiden kanssa.
3. Älä upota veteen.

Huomautus

⚠ Älä pudota mittaria. Mittari ei ole iskunkestävä.

- Älä säilytä mittaria auringonvalossa, erittäin kuumassa, erittäin kosteassa tai pölyisessä tilassa.
- Mittaria ei saa purkaa. Lue ohjeet kohdasta PARISTON VAIHTAMINEN, kun on aika vaihtaa paristo.
- Vältä suoraa sähkömagneettista häiriötä esim. mikroaaltonuista tai matkapuhelimista.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Ne ovat vaarallisia nieltynä.
- Paristoa ei saa yrittää ladata eikä sitä saa asettaa kovaan kuumuuteen, sillä se saattaa räjähtää.
- Irrota paristo mittarista, jos se on pidempään käyttämättä.
- Jos mittaria on säilytetty kylmässä, anna sen lämmetä huoneen lämpötilaan ennen käyttöä.
- Mittaustulokset ovat vain ohjeellisia. Jos sinulla on jokin sairaus tai epäilet sellaista, ota yhteys lääkäriin. Älä muuta lääkitystä omatoimisesti lääkäritä tai terveydenhoitajalta kysymättä.
- Laite ei ehkä toimi suunnitellusti, jos sitä säilytetään teknisissä tiedoissa määriteltujen lämpötila- ja kosteusarvojen ulkopuolella olevissa olosuhteissa.
- Jos tätä laitetta käytetään käyttöohjeen mukaan, erillistä kalibrointia ei tarvita.
- Älä hävitä pois heitettävää laitetta kotitalousjätteen mukana. Voit toimittaa käytöstä poistetun mittarin myyjälle tai asianmukaiseen kierrätyspisteeseen hävitettäväksi.
- Korkea ja pitkittynyt kuume edellyttää hoitoa erityisesti pikkulasten kohdalla. Ota yhteys lääkäriin.
- Älä anna lasten kävellä tai juosta mittauksen aikana. Tunnistinkärki voi pistää vaarallisesti.
- Tunnistimen päällä oleva suojus voi aiheuttaa 0.1 °C (0.2 °F) eron todelliseen lämpötilaan nähden.
- Puhdista mittarin pää ennen kuumemittarin käyttöä ja käytön jälkeen tarkan lukeman ja hyvän hygienian varmistamiseksi.
- Älä juo kylmää tai kuumaa, älä urheile, tupakoi tai tee mitään muuta erityistä ennen kuumemittarin käyttämistä. Lukema saattaa muuten olla normaalia lukemaa korkeampi tai alhaisempi.
- Kun kuumemittarilla mitataan vauvojen tai pikku-

lasten kuumetta, pidä lapsen käsivartta painettuna kehoa vasten.

- Älä huolla tai ylläpidä laitetta käytön aikana.
- Mittaus jatkuu vielä äänimerkin jälkeen.

Tekniset tiedot

Mittausalue:	32.0 °C ~ 42.9 °C (90.0 °F ~ 109.9 °F)
Tarkkuus:	±0.1 °C 35.5 °C ~ 42.0 °C (±0.2 °F 95.9 °F ~ 107.6 °F); ±0.2 °C alle 35.5 °C tai yli 42.0 °C (±0.4 °F alle 95.9 °F tai yli 107.6 °F)
Pariston kestävyys:	Noin 1500 käyttökertaa tai 1-2 mittauspäivässä 1 vuoden ajan valmiustila mukaan lukien.
Mitat:	12.5 cm x 2.1 cm x 1.2 cm
Paino:	Noin 12.8 grammaa sisältäen pariston
Käyttöympäristö:	Lämpötila: 5.0 °C ~ 40.0 °C (41.0 °F ~ 104.0 °F), Kosteus: 15-95 % RH; 700 ~ 1060 hPa
Säilytys ja kuljetus:	Lämpötila: -20.0 °C ~ 55.0 °C (-4.0 °F ~ 131.0 °F), Kosteus: 15-95 % RH; 700 ~ 1060 hPa
Vedenpitävyyssaste:	Vedenpitävä
IP-luokitus:	IP22, Suojaus veden ja pienhiukkasiaineksen aiheuttamia haittoja vastaan
Turvallisuusluokitus	Sovellettu tyyppi BF

SV Svenska

Användningsinstruktioner

Den digitala termometern ger en snabb, mycket exakt mätning av kroppstemperaturen. En vuxen måste vara med om barn använder termometrar. Termometerns kvalitet har verifierats och uppfyller villkoren i EU-direktivet 93/42/EEC (direktiv för medicintekniska produkter) bilaga I beträffande väsentliga krav och använda tillämpliga standarder. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Medicinska termometrar - del 3: Elektriska termometrar (direktiviserte och beräkande) med maximumfunktion.

⚠ OBS: Se den medföljande dokumentationen. Läs den här manualen noga före användning. Vänligen spara den.

Byta batteri

Sätt i ett nytt 1.5V D.C. knappbatteri typ SR41 eller LR41, eller motsvarande, i facket, med plussidan uppåt och minussidan neråt.

Display på LCD

M: Senast uppmätt temperatur.

■ : När **■** syns i det övre, högra hörnet i LCD så är batteriet tomt och behöver bytas.

Felsökning

Felmeddelande	Problem	Lösning
	Systemet fungerar inte korrekt.	Ta ur batteriet, vänta 1 minut och sätt i det igen. Om meddelandet återkommer kontakta du detaljhandeln för service.
	Uppmätt temperatur är högre än 42.9°C (109.9°F)	Mät temperaturen igen efter 6 sek.
	Uppmätt temperatur är lägre än 32°C (90.0°F)	Mät temperaturen igen efter 6 sek.
	Tomt batteri: Batterisymbolen blinkar, mätning kan inte utföras.	Byt ut batteriet.

Rengöring och desinficering

1. Rengör termometern genom att torka av den med en torr duk och desinficera spetsen med etylalkohol.
2. Låt inte termometern komma i kontakt med kemisk thinner.
3. Stoppa inte ner displayen i vatten.

Var försiktig

- Tappa inte termometern. Den är inte stötsäker.
- Förvara inte enheten i direkt solen, hög temperatur, hög fuktighet eller damm.
- Plocka inte isär. Se BYTA BATTERI för att byta ut batteri.
- Undvik kraftig elektromagnetisk störning, som från mikrovågsugnar eller mobiltelefoner.
- Förvara batteri utom räckhåll för barn. Skadliga om de sväljs.
- Batteri ska inte laddas eller placeras i extrem värme eftersom det kan explodera.
- Ta bort batteri från termometern när den inte ska användas på länge.
- Om enheten förvaras nära fryspunkten så låt den få rumstemperatur innan den används.
- Mätresultat är endast för referens. Kontakta din läkare om du har, eller misstänker, hälsoproblem. Ändra inte dina medicinerings utan råd från din läkare eller sjukvårdspersonal.
- Den här apparaten kanske inte fungerar korrekt om den förvaras eller används utanför temperatur- och fuktområden som anges i specifikationer.
- Om apparaten används enligt användningsinstruktionen krävs ingen periodisk, ny kalibrering. Skicka

apparaten till återförsäljare om du fortfarande har frågor.

- Kasta inte produkten i hushållssoporna när den inte ska användas mer. Du kan lämna den till din lokala återförsäljare eller till lämpliga återvinningsstationer som finns i ditt land.
- Hög, långvarig feber kräver medicinsk vård, speciellt när det gäller små barn. Vänligen kontakta din läkare.
- Låt inte barn gå eller springa medan temperaturen mäts. Spetsen kan utgöra en risk.
- Användning av spetskyddet kan resultera i en avvikelse på 0.1°C (0.2°F) från den faktiska temperaturen.
- Att rengöra spetsen före och efter användningen av termometern för att garantera en exakt mätning och försöka undvika korskontamination.
- Drink inte varma eller kalla drycker, motionera inte, rök inte och utför inga andra aktiviteter före en mätning. De här aktiviteterna ökar eller sänker temperaturmätningarna vid jämförelse med din normala genomsnittstemperatur.
- När termometern används på baby'n eller barn ska man hjälpa till att pressa deras armar mot sidan av kroppen.
- Mätningen fortsätter även efter pipsignalen.
- Utför inte underhåll på anordningen när den är i bruk.

Specifikationer

Mätområde:	32.0°C ~ 42.9°C (90.0°F ~ 109.9°F)
Exakthet:	±0.1°C 35.5°C ~ 42.0°C (±0.2°F 95.9°F ~ 107.6°F); ±0.2°C under 35.5°C eller över 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F eller över 107.6°F)
Batteriets livslängd:	Cirka 1500 användningar eller 1 år med 1-2 mätningar per dag inklusive standbyläge.
Mått:	12.5 cm x 2.1 cm x 1.2 cm
Vikt:	Cirka 12.8 gram med batteri
Användningsmiljö:	Temperatur: 5.0°C ~ 40.0°C (14.0°F ~ 104.0°F), Fuktighet: 15-95 % RL; 700 ~ 1060 hPa
Förvarings- och transportvillkor:	Temperatur: -20.0°C ~ 55.0°C (-4.0°F ~ 131.0°F), Fuktighet: 15-95 % RL; 700 ~ 1060 hPa
Vattentätthetsnivå:	Vattentät

APTEQ

opteq.fi



Model: TG490

Apteq Digitalinen kuumemittari



