

FI Suomi

Käyttöohjeet

Digitaalinen kuumemittari tarjoaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Lue käyttöohjeet ensin huolellisesti. Laitteen laatu on tarkastettu ja se täyttää EY-direktiivin 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivi) liite I olen- naiset vaatimukset sekä sovellettavien yhden- mukaistettujen standardien vaatimukset. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit – Osa 3: Sellaisten sähköisten lämpömittareiden (ei ennakkoiva, ennakkoiva) suorituskyky, joissa on maksimi- näyttö.

 **Huomio:** Tutustu mukana toimitettuihin asiakirjoihin. Lue nämä ohjeet huolelli- sestä ennen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

Pariston vaihtaminen

Aseta uusi 1.5 V DC nappiparisto tyyppi SR41 tai LR41 tai vastaava lokeroon positiivinen puoli ylöspäin ja negatiivinen puoli alaspäin.

Mittarin näyttö

M: Viimeisin mitattu lämpötila.

 : Kun näytön oikeassa yläreunassa nä- kyy , paristo on lopussa ja se pitää vaihtaa.

Vianetsintä

Vikaviesti	Ongelma	Ratkaisu
 , °C (bi-bi...bi)x10	Mitattu lämpö- tila korkeampi kuin 42.9°C (109.9°F).	Mittaa uusi lukema 6 sekunnin kuluttua.
 °C	Mitattu lämpö- tila alaisempi kuin 32°C (90.0°F).	Mittaa uusi lukema 6 sekunnin kuluttua.
	Paristo on lopus- sa: Paristokuvake tulee näkyviin, mittaus ei on- nistu.	Vaihda paristo.

Puhdistus ja desinfiointi

- Puhdista laite pyyhkimällä se kuivalla lii- nalla ja desinfioi tunnistin etyylialkoholilla.
- Ei saa joutua kosketuksiin kemiallisten tin- nereiden kanssa.
- Älä upota veteen.

Huomautus

-  **Älä** taivuta kuumemittaria tai päästä sitä putoamaan. Mittari ei ole iskunkestävä.
- Älä säilytä mittaria auringonvalossa, erittäin kuumassa, erittäin kosteassa tai pölyisessä ti- lassa.
- Mittaria ei saa purkaa. Lue ohjeet kohdasta PARISTON VAIHTAMINEN, kun on aika vaihtaa paristo.
- Vältä suoraa sähkömagneettista häiriötä esim. mikroaaltouunista tai matkapuhelimesta.
- Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta. Ne ovat vaarallisia nieltyinä.
- Paristoa ei saa yrittää ladata eikä sitä saa asettaa kovaan kuumuuteen, sillä se saattaa räjähtää.
- Irrota paristo mittarista, jos se on pidempään käyttämättä.
- Jos mittaria on säilytetty kylmässä, anna sen lämmetä huoneen lämpötilaan ennen käyttöä.
- Mittaustulokset ovat vain ohjeellisia. Jos sinulla on jokin sairaus tai epäilet sellaista, ota yhteys lääkäriin. Älä muuta lääkitystä omatoimisesti lääkäriltä tai terveydenhoitajalta kysymättä.
- Laitte ei ehkä toimi suunnitellusti, jos sitä säily- tetään teknisissä tiedoissa määriteltujen läm- pötila- ja kosteusarvojen ulkopuolella olevissa olosuhteissa.
- On suositeltavaa, että mittarin suorituskyky tar- kistetaan kahden vuoden välein.
- Älä hävitä pois heitettävää laitetta kotitalousjät- teen mukana. Voit toimittaa käytöstä poistetun mittarin myyjälle tai asianmukaiseen kieräty- pisteeseen hävitettäväksi.
- Korkea ja pitkittynyt kuume edellyttää hoitoa erityisesti pikkulasten kohdalla. Ota yhteys lää- käriin.
- Älä anna lasten kävellä tai juosta mittauksen ai- kana. Tunnistinkärki voi pistää vaarallisesti.
- Tunnistimen päällä oleva suojus voi aiheuttaa 0.1 °C (0.2 °F) eron todelliseen lämpötilaan nähden.
- Puhdista mittarin pää ennen kuumemittarin käyttöä ja käytön jälkeen tarkan lukeman ja hy- vän hygienian varmistamiseksi.
- Älä juo kylmää tai kuumaa, älä urheile, tupakoi tai tee mitään muuta erityistä ennen kuumeen mittaamista. Lukema saattaa muuten olla nor- maalia lukemaa korkeampi tai alaisempi.
- Kun kuumemittarilla mitataan vauvojen tai pikkulasten kuumetta, pidä lapsen käsivartta painettuna kehoa vasten.
- Älä huolla tai ylläpidä laitetta käytön aikana.
- Mittaus jatkuu vielä äänimerkin jälkeen.

Tekniset tiedot

Mittausalue:	32.0°C- 42.9°C (90.0°F - 109.9°F)
Tarkkuus:	±0.1°C, 35.5°C- 42.0°C (±0.2°F, 95.9°F~ -107.6°F); ±0.2 °C alle 35.5 °C tai yli 42.0 °C (±0.4 °F alle 95.9 °F tai yli 107.6 °F) vakiohuonelämpötilassa 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)
Näyttö:	Nestekidenäyttö, 3 1/2 -numeroinen
Paristo:	Yksi 1.5 V DC nappiparisto (koko LR41 tai SR41)
Virrankulutus:	0,15 mW mittaustilassa
Akun kesto:	Noin 1500 käyttökertaa tai 1-2 mitta- usta päivässä 1 vuoden ajan valmiustila mukaan lukien.
Mitat:	12,3cm x 1,8cm x 0,9cm
Paino:	Noin 10 grammaa sisältäen pariston
Äänimerkki:	Noin 10 sekunnin äänimerkki, kun mittaus on valmis
Käyttöympä- ristö:	Lämpötila: 5°C - 40°C (41°F - 104°F); Suhteellinen kosteus: 15%~95%RH, 700-1060hPa
Säilytys ja kuljetus:	Lämpötila: -20.0 °C ~ 55.0 °C (-4.0 °F ~ 131.0 °F). Suhteellinen kosteus: 15%~95%RH, 700-1060hPa
IP -luokitus:	IP22, Suojaus veden ja pienhiukkaskai- neksen aiheuttamia haittoja vastaan
Turvallisuusluokitus	 Sovellettu tyyppi BF

SV Svenska

Användningsinstruktioner

Den digitala termometern ger en snabb, mycket exakt mätning av kroppstemperaturen. En vuxen måste vara med om barn använder termometrar. Termometerns kvalitet har verifierats och uppfyl- ler villkoren i EU direktivet 93/42/EEC (direktiv för medicintekniska produkter) bilaga I beträffande väsentliga krav och använda tillämpliga stan- darder. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Medicinska termometrar- del 3: Elektriska termometrar (direktvisande och beräknande) med maximum- funktion.

 **OBS:** Se den medföljande dokumentationen. Läs den här manualen noga före använd- ning. Vänligen spara den.

Byta batteri

Sätt i ett nytt 1.5V D.C. knappbatteri typ SR41 eller LR41, eller motsvarande, i facket, med plussidan uppåt och minussidan neråt.

Display på LCD

M: Senast uppmätt temperatur.

 : När  syns i det övre, högra hörnet i LCD så är batteriet tomt och behöver bytas.

Felsökning

Felmeddelande	Problem	Lösning
 , °C (bi-bi...bi)x10	Uppmätt tem- peratur är högre re än 42.9°C (109.9°F)	Mät tempe- raturen igen efter 6 sek.
 °C	Uppmätt tempe- ratur är lägre re än 32°C (90.0°F)	Mät tempe- raturen igen efter 6 sek.
	Tomt batteri: Batterisymbolen visas, mätning kan inte utföras.	Byt ut bat- teriet.

Rengöring och desinficering

- Rengör termometern genom att torka av den med en torr duk och desinficera spetsen med etylalkohol.
- Låt inte termometern komma i kontakt med kemisk thinner.
- Stoppa inte ner displayen i vatten.

Var försiktig

-  Böj eller tappa inte termometern. Den är inte stötsäker.
- Förvara inte enheten i direkt solsken, hög tempe- ratur, hög fuktighet eller damm.
- Plocka inte isär. Se BYTA BATTERI för att byta ut batteri.
- Undvik kraftig elektromagnetisk störning, som från mikrovågsugnar eller mobiltelefoner.
- Förvara batteri utom räckhåll för barn. Skadliga om de sväljs.
- Batteri ska inte laddas eller placeras i extrem värme eftersom det kan explodera.
- Ta bort batteri från termometern när den inte ska användas på länge.
- Om enheten förvaras nära fryspunkten så låt den få rumstemperatur innan den används.
- Mätresultat är endast för referens. Kontakta din läkare om du har, eller misstänker, hälsoproblem. Ändra inte dina medicinerings utan råd från din läkare eller sjukvårdspersonal.
- Den här apparaten kanske inte fungerar korrekt om den förvaras eller används utanför tempe- ratur- och fuktmråden som anges i specifika- tioner.
- Det rekommenderas bör kontrolleras prestanda vartannat år.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna när den inte ska användas mer. Du kan lämna den till din

lokala återförsäljare eller till lämpliga återvin- ningsstationer som finns i ditt land.

- Hög, långvarig feber kräver medicinsk vård, spe- ciellt när det gäller små barn. Vänligen kontakta din läkare.
- Låt inte barn gå eller springa medan temperatu- ren mäts. Spetsen kan utgöra en risk.
- Användning av spetskyddet kan resultera i en avvikelse på 0.1°C (0.2°F) från den faktiska tem- peraturen.
- Att rengöra spetsen före och efter användningen av termometern för att garantera en exakt mät- ning och försöka undvika korskontamination.
- Drick inte varma eller kalla drycker, motionera inte, rök inte och utför inga andra aktiviteter före en mätning. De här aktiviteterna ökar eller sän- ker temperaturmätningarna vid jämförelse med din normala genomsnittstemperatur.
- När termometern används på babyn eller barn ska man hjälpa till att pressa deras armar mot sidan av kroppen.
- Mätningen fortsätter även efter pipsignalen.
- Utför inte underhåll på anordningen när den är i bruk.

Specifikationer

Mätområde:	32.0°C- 42.9°C (90.0°F - 109.9°F)
Mätnoggrannhet:	±0.1°C, 35.5°C- 42.0°C (±0.2°F, 95.9°F~ -107.6°F); ±0.2°C under 35.5°C eller över 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F eller över 107.6°F) i standard- rumstemperatur på 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)
Display:	LCD 3 1/2 siffer
Batteri:	Ett 1.5 V DC knappbatteri (storlek LR41 eller SR41)
Strömförbrukning:	0,15 milliwatt i mätmodus
Batteritid:	Cirka 1 500 användningar eller 1 år med 1-2 mätningar per dag inklusive standby-läge.
Mått:	Cirka 12,3cm x 1,8cm x 0,9cm
Vikt:	Cirka 10gram med batteri
Alarm:	Cirka 10 sekunder lång ljudsignal när toppstemperatur uppnås
Användnings- miljö:	temperatur: 5°C - 40°C (41°F - 104°F); Relativ fuktighet: 15%~95%RH, 700-1060hPa
Förvarings- och transportvillkor:	temperatur: -20.0 °C ~ 55.0 °C (-4.0 °F ~ 131.0 °F), Relativ fuktighet: 15%~95%RH, 700-1060hPa


Apteq
Digitaalinen
kuumemittari

Model: TK120

APTEQ
opteq.fi




60 seconds



2 seconds



1~5 min.




60 seconds




1.5V DC
SR41/LR41


Calibration



60 sec
1-5 min



60 sec.



2 seconds





EN English

Introduction

The Digital Thermometer provides quick, highly accurate reading over the body temperature range. Please read the instruction completely first. If thermometers are used by children, the supervision of the adult is compulsory. The quality of the device has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Clinical thermometers- Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

Battery Replacement

Place a new 1.5V D.C. button size battery type SR41 or LR41 or equivalent in the chamber with positive side faced up and negative side faced down.

Display on the LCD

M: Last measured temperature.

■: When the ■ appears on the bottom right corner of the LCD, the battery is exhausted and needs replacement.

Troubleshooting

Error message	Problem	Solution
	Temperature taken is higher than 42.9°C (109.9°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
	Temperature taken is lower than 32°C (90.0°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
	Dead battery: Battery icon appears, can't be measurable.	Suggest to replace the battery.

Cleaning and Disinfection

- Clean the unit by wiping it with a dry cloth and disinfect the probe with ethyl alcohol.
- Don't let the unit contact any chemical thinner.
- Do not soak the display in water.

Caution

- Do not bend, drop or twist the thermometer. It is not shockproof.
- Do not store the unit under direct sunlight, at a high temperature, in high humidity or dust.

- Do not disassemble. See BATTERY REPLACEMENT to replace battery.
- Avoid strong electromagnetic interference such as microwave ovens and cell phones.
- Keep battery away from children. Harmful if swallowed.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove battery from the thermometer when not in operation for a long time.
- If the unit is stored in an extreme environment before measurement, please make sure it has been firstly adapted in the room temperature, so that the unit can be measured normally.
- Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.

- This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.
- It is recommended the performance should be checked every two years.
- Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.
- High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.
- For save reason, during children's temperature measurement, please keep them from crying, walking, talking and any related dangerous activities.
- Usage of the probe cover may result in a 0.1°C (0.2°F) difference from actual temperature.
- To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.
- Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.
- Measurement continues after the beep signal.
- Do not service or maintain device while in use.

- Usage of the probe cover may result in a 0.1°C (0.2°F) difference from actual temperature.
- To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.
- Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.
- Measurement continues after the beep signal.
- Do not service or maintain device while in use.

- Usage of the probe cover may result in a 0.1°C (0.2°F) difference from actual temperature.
- To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.
- Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.
- Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.
- Measurement continues after the beep signal.
- Do not service or maintain device while in use.

Specifications

Range:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Accuracy:	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F); ±0.2°C under 35.5°C or over 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F or over 107.6°F) at standard room temperature 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)
Display:	Liquid crystal display, 3 1/2 digits

Battery:	One 1.5 V D.C. button size battery (SR41 or LR41)
Power consumption:	0.15 milliwatts in measurement mode
Battery life :	Approx. 1500 times operation or 1 year with 1-2 measurement per day including standby mode.
Dimension:	12.3cm x 1.8cm x 0.9cm (LxWxH)
Weight:	Approx. 10 grams including battery
Alarm:	Approx. 10 seconds sound signal when peak temperature reached
Environmental for using:	Temperature: 5.0°C~40.0°C (41.0°F~104.0°F), Humidity: 15%~95%RH, 700-1060hPa
Storage and transportation condition :	Temperature: -20.0°C~55.0°C (-4.0°F~131.0°F), Humidity: 15%~95%RH, 700-1060hPa
IP Classification	IP22, Protection against harmful ingress of water and particulate matter

EMC guidance and manufacturer's declaration

Electromagnetic Compatibility Information

- This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.
- WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the TK120, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result.

If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Lower minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Manufacturer's declaration-electromagnetic immunity			
The TK120 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TK120 should assure that is used in such an environment.			
Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms: 0.15 MHz ~ 80 MHz 6 Vrms: in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz	Not applicable	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the TK120 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P}$, $d = 1.2 \sqrt{P/80\text{MHz}}$ to 800 MHz, $d = 2.3 \sqrt{P/800\text{MHz}}$ to 2.7 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
	80 % AM at 1 kHz	Not applicable	
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	

NOTE1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

More information on EMC compliance of the device may be obtained from Finnogate Finland using the contacts shown in this manual.



VAROITUS: Symboli tämä tuote tarkoittaa, että se on elektroninen tuote ja seuraavat EU:n direktiivin 2012/19 / EU elektronikaan ohiivittävää päälle paikallisen keräytyskeskuksen turvasta käsiteltävä.

AVARNING: Symbolen på denna produkt innebär att det är en elektronisk produkt och efter det europeiska direktivet 2012/19 / EU elektroniska produkter måste avyttras på den lokala återvinningssentral för säker behandling.

WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic product and following the European directive 2012/19/EU the electronic products have to be disposed on your local recycling centre for safe treatment.

AVFÖRSLAGNING: Denna symbol på produkten betyder, att den är elektronisk produkt i, i överensstämmelse med europeisk direktiv 2012/19 / EU, bör vara utnyttjas i en lokal återvinningssentral.

RU Русский Язык

Руководство по использованию

Цифровой термометр обеспечивает быстрое и точное измерение температуры тела. Качество прибора соответствует положениям Директивы совета ЕС 93/42/ЕЕС (Директива по медицинским приборам), Приложение I Основные требования и применяемые согласованные стандарты. EN 12470-3:2000/A1 :2009 Медицинские термометры- Часть 3: Характеристики компактных электрических термометров (прогнозируемые и не прогнозируемые).



Внимание: Руководствуйтесь прилагаемой инструкцией. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед использованием. Неукоснительно следуйте указаниям данной инструкции.

Замена батареек

Установите новую батарейку 1.5V D.C типа SR41 или LR41 или подобную в отсек соблюдая полярность - знак плюс вверх и знак минус вниз.

Жидкокристаллический дисплей

M: Результат последнего измерения.

■: Индикатор ■, появившийся в верхнем правом углу дисплея, говорит о том, что батарея разряжена и ее следует заменить.

Устранение неисправностей

Сообщение об ошибке	Проблема	Решение
	Температура выше 42.9°C (109.9°F).	Сделайте следующий замер через 6 сек.
	Температура ниже 32°C (90.0°F).	Сделайте следующий замер через 6 сек.
	Батарея разряжена: Индикатор заряда батареи появляется, измерение невозможно.	Заменить батарею.

Очистка и дезинфекция

- Вытрите термометр сухим полотенцем и продезинфицируйте его этиловым спиртом.
- Термометр не должен контактировать с химическими растворителями.
- Запрещается погружать дисплей в воду.

Примечания

- Не следует сгибать термометр или допускать его падение. Прибор не является ударостойким.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности и пыли во время хранения. В результате могут пострадать эксплуатационные качества.
- Не следует разбирать термометр. Для замены батареек см. раздел „Замена батареек“.
- Оберегайте прибор от воздействия сильного электромагнитного излучения, например, микроволновой печи или мобильных телефонов.

- Храните баратею вне зоны досягаемости детей. Проглатывание опасно.
- Батарея не поддежит зарядке и не должна подвергаться воздействию высоких температур по причине взрывоопасности.
- Выймите батарейку из устройства, если не планируете использовать термометр в течение длительного времени.
- Если прибор хранился при низкой температуре, перед использованием оставьте его на некоторое время при комнатной температуре.
- Данные термометра используются только для справки. Обратитесь к врачу, если вы подозреваете наличие любых медицинских проблем. Не меняйте лечение без консультации с вашим лечащим врачом или другим специалистом из области медицины.
- Данный прибор гарантирует соответствие указанным характеристикам только в случае хранения с соблюдением температуры и влажности, указанных в спецификации.
- Рекомендуется проводить диагностику прибора каждые 2 года.

- По окончании эксплуатации не выбрасывайте термометр вместе с бытовыми отходами. По вопросам утилизации обращайтесь к местному дилеру или в пункты приема, имеющиеся в вашем регионе.
- Высокая температура тела требует срочной консультации специалиста, особенно если речь идет о детях. Обязательно обратитесь к врачу.
- Не разрешайте детям ходить или бегать во время измерения температуры. Это может привести к травмам.
- При использовании колпачка для термометра показания могут отличаться на 0.1°C (0.2°F) от фактической температуры.
- протирайте датчик термометра до и после использования для обеспечения корректного измерения и воизбежание возможного заражения, вне зависимости был ли использован защитный колпачек или нет.
- Перед измерением температуры тела не следует пить холодные или горячие напитки, курить или активно двигаться. Все эти действия могут привести к изменению вашей естественной температуры тела.
- Измеряя температуру детям, помогите им держать руку крепко прижатой к телу.
- Измерение продолжается после сигнала звукового.
- Не обслуживайте и не собирайте устройство во время использования.

Технические характеристики

Диапазон:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Погрешность:	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F); ±0.2°C до 35.5°C или сверх 42.0°C (±0.4°F до 95.9°F или сверх 107.6°F) при стандартной комнатной температуре 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F)

Дисплей:	Жидкокристаллический дисплей, 3 1/2 знаков
Батарея:	Одна дисковая батарея 1.5 В пост. тока (SR41 или LR41)
Потребляемая мощность:	0.15 милливатт в режиме измерения
Ресурс батареек:	Прибл. 1500 измерений, что соответствует 1-2 измерения в день в течение 1 года, включая дежурный режим.
Размеры:	12.3 см x 1.8 см x 0.9 см (Д x Ш x В)
Вес:	Приблизительно 10 г с батареек
Тревожный сигнал:	Сигнал 10 секунд при достижении пиковой температуры
Условия окружающей среды:	Температура: 5.0°C~40.0°C (41.0°F~104.0°F), Влажность: 15%~95%RH, 700-1060hPa
Условия хранения и транспортировки:	Температура: -20.0°C~55.0°C (-4.0°F~131.0°F), Влажность: 15%~95%RH, 700-1060hPa
IP Классификация	IP22, Защита от вредных попаданий воды и пылевидных частиц
Классификация безопасности	Используемая часть типа BF

Warranty Card

This instrument is covered by a 2 year guarantee from the date of purchase, batteries and accessories are not included. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee card completed by the dealer confirming date of purchase or the receipt. Opening or altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruction manual. Please contact your local seller/dealer or www.apteq.fi.

Customer Name: _____

Address: _____

Telephone: _____

E-mail address: _____

Gender: Male ☐ Female ☐ Age: _____

Product Information

Date of purchase: _____

Store where purchased: _____

Markkinointi/Marknadsförare/Marketer:
Finnogate Finland Oy



FSERB002181105

apteq.fi