


Beright SARS-CoV-2 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Nasal Swab) Package Insert

A rapid test for the qualitative detection of SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein, Influenza A and Influenza B nucleoproteins antigen present in nasal swab specimen.


【PROCEDURE】

Wash your hands with soap and water for at least 20 seconds before and after test. If soap and water are not available, use hand sanitizer with at least 60% alcohol.



Nasal swab specimen Collection

1. Remove the sterile swab from the pouch. Do not touch the soft tip of the swab.
2. Insert the swab into your nostril until you feel slight resistance (approx. 2cm up your nose). Slowly twist the swab, rubbing it along the insides of your nostril for 5-10 times against the nasal wall.



Note:

This may feel uncomfortable.

Do not insert the swab any deeper if you feel strong resistance or pain.

When the nasal mucosa is damaged or bleeding, nasal swab collection is not recommended.

If you are coughing others, please wear a face mask. With children, it is recommended to insert the swab so far into the nostril. For very young children, you may need another person to steady the child's head while swabbing.

3. Gently remove the swab.

4. Using the same swab, repeat step 2 in your other nostril.


5. Withdraw the swab.

Specimen Preparation

1. Place the swab into the extraction tube, ensure it is touching the bottom and stir the swab to mix well.
2. Press the extraction tube onto the tube and rotate the swab for 10-15 seconds.

3. Place the swab in a plastic bag.

4. Close the cap or fit the tube onto the tube.



SARS-CoV-2 och Influenza A+B antigenkombination Snabbtest (Nässprov) Bipackset

REF ISIN-525H Svenska

Ett snabbtest för kvalitativ detektion av抗原 i SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein, Influenza A och Influenza B-nukleoprotein-antigen.

Ett diagnostiskt test i vitro.

【FORARANDE】

Tvätta händerna med tvål och vatten i minst 20 sekunder före och efter provtagningen. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt användra du handspiset med minst 60 % alkohol.

Ta ut locket på röret med extraktionsbuffer och sätt röret i rörhållaren i lädan.

Egenprovtagning i näsan

1. Ta ut den förseglade foliepåsen och häll in primärinjektionsmedlet.

2. För i provtagningspåsen i näsan till du känner ett latt motstånd (ca 2 cm upp i näsan). Vrid långsamt på provtagningspåsen och grunga den mot näsväggen i närsornen 5-10 gånger.

Obs! Här kan känna behagligt. För in i provtagningspåsen därefter om du känner stark motstånd eller smärta.

Använd en ansiktsmask om du ska genomföra provtagningen på nägnan. På barn kanste du istället överför provtagningstiden från näsan till munnen.

3. Ta försiktig ut provtagningspåsen.

4. Upprepa steg 2 i den andra närsornen med samma provtagningspåsen.

5. Dra ut provtagningspåsen.

Provtagningens meddelande.

6. Sätt provtagningspåsen i extraktionsrör. Se till att provtagningspåsen vrids botten och rör om med provtagningspåsen för att blanda ordentligt. Tryck provtagningspåsen tupp mot röret och vrid runt provtagningspåsen 10-15 sekunder.

7. Ta ut provtagningspåsen medan du trycker provtagningspåsen tupp mot insidan av extraktionsrören.

8. Lägg provtagningspåsen i en plastpåse.

9. Stäng provtagningspåsen och rörsöpseln på röret.

10. Ta ut locket och montera rörsöpseln på röret.

11. Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbring røret i rørholderen i kassen.

Provtagning med nässprovspindel

1. Tag den sterila pödipind ud af posen. Rør ikke ved pödipinden både spids.

2. Sæt pödipinden ind i næsborret, indtil du mærker en let motstånd (ca. 2 cm op i næsen). Dreg langsomt pödipinden, og grid den langs indersiden af næsborret 5-10 gange med næssprovspinden.

Bemærk: Det kan føles uebhagligt. Indfer ikke pödipinden dybere, hvis du føler stærk modstand eller smerte.

Når næslemmenden er beskadiget eller bloder, anbefales ikke provtagning med næssprovspinden.

Hvis du peder, anden skal du bare en ansiktsmask om du ska muligvis ikke føre pödipinden så lång ind i næsborret. For meget små børn kan det være nedvendigt med en anden person til at stabilisere barnets hoved, mens børnet peder.

3. Fjern forsigtigt pödipinden.

4. Sæt den sterile pödipind til at gentage trin 2 i det anden næsborret.

5. Træk pödipinden ud.

Klaring af præven

1. Anbring pödipinden i ekstraktionsrøret, sej for, at den retnar bunden, og rør pödipinden rundt for at blande godt. Tryk pödipinden hoved mod ret, og drej pödipinden 10-15 sekunder.

2. Fjern pödipinden, men pödipinden hoved trykkes mod indersiden af ekstraktionsrøret.

3. Anbring pödipinden i en plastpåse.

4. Luk hættan til røret med rørsöpslen på røret.

5. Opbevares pakket i den forseglade pose ved temperatur og nedskærpunktet (2-36 °C). Testen er holdbar til og med den udstedsdato, der er trykt på den forseglaede pose. Testen skal opbevares i den forseglade pose, indtil den tages i brug. **MÅ IKKE FRYSES.** Må ikke anvendes efter udsteddatoen.

6. Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbrug røret i rørholderen i kassen.

Opprettagning med næsspindel

1. Tag den sterile pödipind ud af posen. Rør ikke ved pödipinden både spids.

2. Sæt pödipinden ind i næsborret, indtil du mærker en let motstånd (ca. 2 cm op i næsen). Dreg langsomt pödipinden, og grid den langs indersiden af næsborret 5-10 gange med næssprovspinden.

Bemærk: Det kan føles uebhagligt. Indfer ikke pödipinden dybere, hvis du føler stærk modstand eller smerte.

Når næslemmenden er beskadiget eller bloder, anbefales ikke provtagning med næssprovspinden.

Hvis du peder, anden skal du bare en ansiktsmask om du ska muligvis ikke føre pödipinden så lång ind i næsborret. For meget små børn kan det være nedvendigt med en anden person til at stabilisere barnets hoved, mens børnet peder.

3. Fjern forsigtigt pödipinden.

4. Sæt den sterile pödipind til at gentage trin 2 i det anden næsborret.

5. Træk pödipinden ud.

Klaring af præven

1. Anbring pödipinden i ekstraktionsrøret, sej for, at den retnar bunden, og rør pödipinden rundt for at blande godt. Tryk pödipinden hoved mod ret, og drej pödipinden 10-15 sekunder.

2. Fjern pödipinden, men pödipinden hoved trykkes mod indersiden af ekstraktionsrøret.

3. Anbring pödipinden i en plastpåse.

4. Luk hættan til røret med rørsöpslen på røret.

5. Opbevares pakket i den forseglade pose ved temperatur og nedskærpunktet (2-36 °C). Testen er holdbar til og med den udstedsdato, der er trykt på den forseglaede pose. Testen skal opbevares i den forseglade pose, indtil den tages i brug. **MÅ IKKE FRYSES.** Må ikke anvendes efter udsteddatoen.

6. Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbrug røret i rørholderen i kassen.

Kombineret SARS-CoV-2 och Influenza A+B antigen-hurtigttest (Nässpoding)

Indläggsseddelen

REF ISIN-525H Dansk

En hurtigttest til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein-, Influenza A och Influenza B-nukleoprotein-antigen i prøver fra næsspodingen.

Til selvtestning til in vitro-diagnostisk brug.

【PROCEDURE】

Vask hænderne med såbe og vand i mindst 20 sekunder, før og efter testens udførelse. Hvis der ikke er såbe og vand til rådighed, skal du bruge håndspiset med mindst 60 % alkohol.

Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbrug røret i rørholderen i kassen.

Opprettagning med næsspoding

1. Tag den sterile pödipind ud af posen. Rør ikke ved pödipinden både spids.

2. Sæt pödipinden ind i næsborret, indtil du mærker en let motstånd (ca. 2 cm op i næsen). Dreg langsomt pödipinden, og grid den langs indersiden af næsborret 5-10 gange med næssprovspinden.

Bemærk: Det kan føles uebhagligt. Indfer ikke pödipinden dybere, hvis du føler stærk modstand eller smerte.

Når næslemmenden er beskadiget eller bloder, anbefales ikke provtagning med næssprovspinden.

Hvis du peder, anden skal du bare en ansiktsmask om du ska muligvis ikke føre pödipinden så lång ind i næsborret. For meget små børn kan det være nedvendigt med en anden person til at stabilisere barnets hoved, mens børnet peder.

3. Fjern forsigtigt pödipinden.

4. Sæt den sterile pödipind til at gentage trin 2 i det anden næsborret.

5. Træk pödipinden ud.

Klaring af præven

1. Anbring pödipinden i ekstraktionsrøret, sej for, at den retnar bunden, og rør pödipinden rundt for at blande godt. Tryk pödipinden hoved mod ret, og drej pödipinden 10-15 sekunder.

2. Fjern pödipinden, men pödipinden hoved trykkes mod indersiden af ekstraktionsrøret.

3. Anbring pödipinden i en plastpåse.

4. Luk hættan til røret med rørsöpslen på røret.

5. Opbevares pakket i den forseglade pose ved temperatur og nedskærpunktet (2-36 °C). Testen er holdbar til og med den udstedsdato, der er trykt på den forseglaede pose. Testen skal opbevares i den forseglade pose, indtil den tages i brug. **MÅ IKKE FRYSES.** Må ikke anvendes efter udsteddatoen.

6. Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbrug røret i rørholderen i kassen.

Kombineret SARS-CoV-2 och Influenza A+B antigen-hurtigttest (Nässpoding)

Indläggsseddelen

REF ISIN-525H Dansk

En hurtigttest til kvalitativ påvisning af SARS-CoV-2-nukleokapsidprotein-, Influenza A och Influenza B-nukleoprotein-antigen i prøver fra næsspodingen.

Til selvtestning til in vitro-diagnostisk brug.

【PROCEDURE】

Vask hænderne med såbe og vand i mindst 20 sekunder, før og efter testens udførelse. Hvis der ikke er såbe og vand til rådighed, skal du bruge håndspiset med mindst 60 % alkohol.

Fjern hættan til røret med ekstraktionsbuffer, og anbrug røret i rørholderen i kassen.

Opprettagning med næsspoding

1. Tag den sterile pödipind ud af posen. Rør ikke ved pödipinden både spids.

2. Sæt pödipinden ind i næsborret, indtil du mærker en let motstånd (ca. 2 cm op i næsen). Dreg langsomt pödipinden, og grid den langs indersiden af næsborret 5-10 gange med næssprovspinden.

Bemærk: Det kan føles uebhagligt. Indfer ikke pödipinden dybere, hvis du føler stærk modstand eller smerte.

Når næslemmenden er beskadiget eller bloder, anbefales ikke provtagning med næssprovspinden.

Hvis du peder, anden skal du bare en ansiktsmask om du ska muligvis ikke føre pödipinden så lång ind i næsborret. For meget små børn kan det være nedvendigt med en anden person til at stabilisere barnets hoved, mens børnet peder.

3. Fjern forsigtigt pödipinden.

4. Sæt den sterile pödipind til at gentage trin 2 i det anden næsborret.

5. Træk pödipinden ud.

Klaring af præven

1. Anbring pödipinden i ekstraktionsrøret, sej for, at den retnar bunden, og rør pödipinden rundt for at blande godt. Tryk pödipinden hoved mod ret, og drej pödipinden 10-15 sekunder.

Bright SARS-CoV-2 ja influensa A ja B -pika-antigenitesti (nenäntyystestti) Pakkausseoste

REF ISIN-525H Suomi

Pikatesti SARS-CoV-2-virusken nukleopaptidproteiinien sekä influensa A- ja B-virusken nukleopaptidproteiinien katalytiivisesti määrittykseen nenäntyystestti.

Kotiteki in vitro-diagnostiseen käytöön.

[MENETELMÄ]

Pesi käsisi saippualla ja vedellä vähintään 20 sekuntia ennen testiä ja sen jälkeen. Jos saippua ja vettä ei ole käytettävissä, käytä käsidesi, jossa on vähintään 60 % alkoholia.

Irrota uuttopuskuripuron suojuja ja aseta putki kotelossa olevaan purkipätkikseen.

Näytöntestin näristä

1. Poista sterili näytettikku pustista. Älä kosketa tikan pehmeää päättä.

2. Aseta näytettikku sieraimeen (noin 2 cm:n syvyyteen), kunnes tunnet pieniä vastusta. Pyörity näytettikku hitaasti ja hiero sitä sieraimeen seinämään vasteen 5–10 kertaa.

Huomautus: Tämä saattaa tuntuu epämukavalta. Älä aseta näytettikku syiemmele, jos tieni voinneeksi kastautuu tai kipua.

Näytöntestin näristä ei suostella, jos nenän limakalvo on vahingottunut tai siihen on verenottoa. Jos et näytetä toisella henkilöllä, käytä kasvomaskia. Lapsilla näytettikku ja välimäistä tarvitsee asettaa kovin syville sieraimen. Jos kyseessä on hyvin pieni lapsi, voit tarvita toisen aikuisen pitämään lapsen päätä paikallaan näytönteston aikana.

3. Poista näytettikku pustosta.

4. Tässä se 2. toisen sieraimeen käyttämällä samaa näytettikku.

5. Vedä näytettikku ulos.

Näytteen valmistelu

1. Aseta näytettikku uuttopukeen. Varmista, että se koskettaa puhalleta pojaa, ja sekoita hyvin pyöritäillä näytettikku. Paina näytettikun päästä putkeen vasten ja pyöritä näytettikku 10–15 sekuntia.

2. Poista näytettikku puristamalla samalla putkea sitten, ettei näytettikku pääsä osata uuttopukeen.

3. Aseta näytettikku muovipussiin.

4. Sulje putken korkki tai aseta tulppa putkeen.



paikallisten viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Testitulos tarkistetaan PCR-vahvistustilaa ja sinne kerrotaan seuraavat vaiheet.

Testaus

1. Poista testikasetti suljettuista foliopakista ja käytä seuraavina kuvissa. Parhaat tulokset saatetaan, jos testi suoritetaan heti foliopakista avauksen jälkeen.

2. Käännytä uuttopuku loppasaihin. Lisää testikasetti molempien näytäväkaihoin (S) 3 tippaa ututtava näytettyä ja käynnistä ajastin. Älä siirrä testikasetti testipulkkosen muodostumisen aikana.

3. Lue tulos 10 minuutin kuluttua. Älä tuo tulostäi enää 20 minuutin kuluttua.

3 tippaa uuttopuku näytettävä

4. Lue tulos 10 minuutin kuluttua. Älä tuo tulostäi enää 20 minuutin kuluttua.

5. Huomautus: Aseta testi suorittamisen jälkeen kaikki osat muovipussiin, sulji pussi tiivistä ja hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.

[TULOSTEN LUKEMINEN]

Ilmoita testitulos terveydenhuoltovaltuuden tarjoajalle ja noudatta huolellisesti paikallisia COVID-ohjeita/vaativuutta.

POSITIIVINEN: A -virukseksi RT-PCR +/A+B- /A+ -kuntauksen tulon näkyvin kaksi värillistä viivaa. Kontrollialueella (C) näky viivinen viiva ja testialueella (T) toinen värillinen viiva.

POSITIIVINEN: influensa A -virukseksi RT-PCR +/A+B- /A+ -kuntauksen tulon näkyvin kolme värillistä viivaa. Kontrollialueella (C) näky viivinen viiva ja influensa B-testialueella (B) toinen värillinen viiva.

POSITIIVINEN: influensa A - ja influensa B -virukseksi RT-PCR +/A+B- /A+ -kuntauksen tulon näkyvin kolme värillistä viivaa. Kontrollialueella (C) näky viivinen viiva ja influensa B-testialueella (B) toinen värillinen viiva.

POSITIIVINEN: influensa A - ja influensa B -virukseksi RT-PCR +/A+B- /A+ -kuntauksen tulon näkyvin kolme värillistä viivaa. Kontrollialueella (C) näky viivinen viiva ja influensa B-testialueella (B) toinen värillinen viiva.

Pakkauksessa: Aseta testi suorittamisen jälkeen kaikki osat muovipussiin, sulji pussi tiivistä ja hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.

MITÄTÖN: Kontrollivihreä viiva ei ole näkyvissä. Kontrollivihreä viiva on positiivinen, testi on negatiivinen.

NEGATIVINEN: Kontrollivihreä viiva on negatiivinen. Testi on negatiivinen.

YHTEENVETO: Uuttopuku on käytössä ja testi on auki. Käytä testiä vain in vitro -diagnostiseen käytöön. Elä se käytettävän viittävän jälkeen.

Aito, sujuva ja helposti käytettävissä. Testi on erittäin luotettava.

Positiivinen tulos voi olla välttämätöntä.

Näytöntestin tulos voidaan saada 30–60 min.

Positiivinen tulos voidaan saada 30–60 min.

Näytöntestin tulos voidaan saada 3