

### LUE OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT DR. YGLO VARSILUOMIEN -KÄSITTELYÄ. SUOSITTELEMME, ETTÄ SÄILYTÄ TÄMÄN PAKKAUSLEOSTEEN MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VAREN.

### 1. DR. YGLO VARSILUOMIEN -KÄSITTELYPAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Painesäiliö, joka sisältää (valmistuspäivänä) 50 ml dimetyylieetteriä paineakaasuna. Mukautettua applikaattoria (käyttölaite) käytetään kryogeelin tuottaman jäädystävän vaikutuksen toimittamiseen varsiluomeen.

### 2. TIETOJA VARSILUOMISTA

Varsiluomella tarkoitetaan pientä, pehmeää ihon osaa, joka nousee tai roikkuu ihosta muodostuvan varren päässä. Niiden väri vastaa yleensä ympäröivän ihan värää. Varsiluomet ovat yleensä vaarattomia eivätkä ne ole tarttuvia. Niitä esintyy yleensä niskan, rintakehän ja selän alueella sekä rintojen ja käsivarsien alla ja nivissä. Ne ovat yleisimpiä keski-ikäisillä ja sitä vanhemmilla aikuisilla, diabeetikoilla ja ylipainoisilla henkilöillä. Varsiluomet eivät yleensä aiheuta kipua, mutta ne voivat ärsytyä, jos esimerkiksi vaatteet tai korut hankaavat niitä vasten. Jos et ole varma, onko sinulla varsiluomiota, ota yhteyttä lääkäriin.

### 3. MIINH DR. YGLO VARSILUOMIEN -KÄSITTELYÄ KÄYTETÄÄN?

Dr. Yglo varsiluomen -käsittely on tarkoitettu tavallisten varsiluomien poistamiseen ilman reseptiä. Dr. Yglo varsiluomen -käsittely jäädystää varsiluomen välittömästi käytettäen samaa menetelmää, jota lääkärit käytettävät varsiluomien poistamiseen. Varsiluomen jäädystäminen tuhoaa kudoksen, jolloin varsiluomi putoa yleensä pois jo häntä käsittelyn jälkeen. Jos varsiluomi ei ole pudonnut 2 viikon kuluessa, voit käsittää sen enintään kolmella käsittelyaksolla.

Kun applikaattori koskee varsiluomeen, se muuttuu valkoiseksi. Tämä on merkki siitä, että se on jädytynyt. Jädytymisen seurauksena voi esiintyä lievä kipua, kutinaa ja/tai pistelyä. Kun applikaattori poistetaan, ihan tavallinen väri palautuu ja jädytymisen liittyvä kipu, kutina ja pistely vähenevät nopeasti ja häviävät kokonaan muutaman tunnin kulussa.

Kun alue on sulanut ja ihan väri on palautunut, jäädystävällä alueella voi esiintyä punoitusia. Jädytymisen seurauksena varsiluomin alle voi muodostua (joskus veren täyttämä) rakkula muutaman seuraavan päivän kuluessa. Se ei ehkä ole selkeästi näkyvillä. Jäädystetty varsiluomi irtoo noin 10–14 päivän kuluttua. Rakkulan alle muodostuu tänä aikana tervetta ihoa.

### 4. MITEN DR. YGLO VARSILUOMIEN -KÄSITTELYÄ TOIMII?

Dr. Yglo varsiluomen-käsittely jäädystää varsiluomet. Jädytys tuhoaa käsittelyn kudoksen. Kun käyttölaite ensin jäädystetään ja sen jälkeen painetaan (asetetaan) varsiluomen vasten, jädytyminen alkaa muutamassa sekunnissa ja käsittelyä alue muuttuu valkoiseksi. Jädytymisen seurauksena voi esiintyä lievä kipua, kutinaa ja/tai pistelyä.

Kun käyttölaite poistetaan alueelta, ihan tavallinen väri palautuu ja jädytymiseen liittyvä kipu, kutina ja pistely vähenevät nopeasti ja häviävät kokonaan muutaman tunnin kulussa.

Kun alue on sulanut ja ihan väri on palannut tavalliseksi, jäädystävällä alueella voi esiintyä punoitusia. Jädytymisen seurauksena varsiluomin alle voi muodostua (joskus veren täyttämä) rakkula muutaman seuraavan päivän kuluessa. Se ei ehkä ole selkeästi näkyvillä. Jäädystetty varsiluomi irtoo noin 10–14 päivän kuluttua. Rakkulan alle muodostuu tänä aikana tervetta ihoa.

Kaikista tuotteeseen liittyvistä vaikavista varatilantereista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä sijaitsee.

Lisätietoja Dr. Yglo varsiluomen -käsittelystä on osoitteessa [www.apteq.fi](http://www.apteq.fi). Jos sinulla on tuotteesseen liittyvä kysytilä, ota yhteyttä julkilaan asiakaspalvelu@fennogate.fi.

Lisätietoja osoitteessa [www.apteq.fi](http://www.apteq.fi)

**VALMISTAJA**  
**THEOTCLAB**  
Fred. Roeskestraat 115  
1076 EE Amsterdam  
The Netherlands

**JAKELIJA**  
**Fennogate Finland Oy**  
Microkatu 1, 70210 Kuopio  
[www.fennogate.fi](http://www.fennogate.fi)

### 5. KÄYTÖÖHJEE

1. Kiinnitä kertakäytöiset vaaholevyt iholle niin, että niiden liimapuoli on ihoa vasten ja levyn reikä on varsiluomen kohdalla.
2. Aseta käyttölaite aerosolipurkkiin niin, että sen metallinen kärki osoittaa ylöspäin, ja kohdistaa merkinnät. Älä paina käyttölaiteettä alas.
3. Aseta aerosolipurkki kovalle alustalle ja paina käyttölaiteettä alaspäin 5 sekunnin ajan. Anna säiliön levätä 5 sekunnin ajan. Älä koske metalliseen kärkeen samalla, kun painat käyttölaiteettä alaspäin. (Älä paina pidempään kuin ohjeistettu, ja odota vähintään 5 minuuttia ennen uudelleenaktivointia.)
4. Poista käyttölaite aerosolipurkista niin, että metallinen kärki osoittaa ylösöspäin.
5. Aseta metallinen kärki varsiluomea vasten 40 sekunniksi. Varmista, että metallinen kärki peittää mahdollisimman suuren osan varsiluomesta. Poista vaaholevy käsittelyn jälkeen ja hävitä se. Älä käytä sitä uudelleen.
6. Pese kädet välittömästi käytön jälkeen.
7. Puhdistaa käyttölaite alkoholilla kostutetulla liinalla, jos käytöllätiä käyttää useampi kuin yksi henkilö ja/tai jokaisen käyttökerran jälkeen.

## JATKOHOITO

Pakkauksen ohjeita on noudatettava tarkasti. Huolimaton käyttö voi aiheuttaa liian syvän alueen jäädystämistä, mikä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita ihan ylimmille kerrosleille. Tämä voi aiheuttaa pysyviä arpia tai hermostoarpoja.

### 6. JATKOHOITO

Useimmissa tapauksissa varsiluomet vaativat vain yhden käsittelykerran. Kun Dr. Yglo varsiluomen -käsittelytä on kulunut kaksi viikkoa, varsiluomet ovat yleensä irronneet. Jos varsiluomi tai sen osa on edelleen paikallaan kaksi viikkoa hoidon jälkeen, voit toistaa käsittelyn.

Voit käsittää yhden varsiluomen korkeintaan kolme kertaa Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä. Ota yhteys lääkäriin, jos varsiluomi ei ole poistunut kolmen viikon jälkeen. Älä käytä Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyä muiden varsiluomen poistomenetelmien kanssa, sillä hoitoimenhallilla voi olla odottamattomia vaikutuksia ihoa. Eri menetelmien käyttö yhdessä voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja pysyviä arpoja.

Käsittelyn jälkeen ihan väri voi muuttua valkoiseksi tai punertavaksi. Varsiluomen alle voi muodostua rakkula, ja kipu/pistely voi esiintyä muutaman tunnin ajan. Tämä on normaalia. Jos kipu tai pistely jatkuu seuraavan päivänä tai jos käsittelyvältä alueella ilmenee muita ongelmia (kuten ihan jäädystymisen vuoksi), ota yhteys lääkäriin.

- Käsittelyn alueen muutaman päivän kestää arkuus on normaalia.
- Muutaman päivän kuluttua käsittelyn alueen keskelle saattaa ilmestyä mustia pisteitä.
- Pidä käsittely alue puhtaana.
- Voit uida ja käydä suihkussa.
- Älä nypsi tai raavi käsittelyä aluetta, sillä se voi johtaa iholleen tulehdukseen.
- Suojaa rakkulat tarvittaessa sideharsolla tai steriiliillä laastarilla.
- Älä puhkaise rakkuloita. Rakkuloiden puhkaiseminen on kivuliasta ja voi johtaa tulehdukseen.

Hävitä pakaus ja käytetyn osan maakohtaisen määräysten mukaisesti.

**AEROSOLIEN KIERRÄTTÄMINEN:** Varmista, että aerosolisäiliöt ovat täysin tyhjiä ennen niiden kierrättämistä. Älä puhkaise, murskata tai litistä aerosolipurkkeja. Irrota kaikki löysät ja helposti

## VAROITUKSET JA TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET

irrotettavat osat, kuten kansi, ja kierrätkää ne niille sopivalla tavalla. Huoma, että kärki sisältää raskasmalleja ja se on ehkä haittavaikeutuksia: esimerkiksi käsittelykerran. Kun Dr. Yglo varsiluomen -käsittelytä on kulunut kaksi viikkoa, varsiluomet ovat yleensä irronneet. Jos varsiluomi tai sen osa on edelleen paikallaan kaksi viikkoa hoidon jälkeen, voit toistaa käsittelyn.

### 7. VAROITUKSET JA TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvittaen varaten.

### VAROITUKSET

Älä paina pidempään kuin ohjeistettu, ja odota vähintään 5 minuuttia ennen uudelleenaktivointia. Aktivointipainikkeen painaminen pidempään kuin ohjeissa neuvoataan voi vapauttaa liikaa tuotetta, mikä voi näkyä vuotona tuotteen ja kaasun vapautumisen tapahtumien haurauksineen vuoksi. Pidettävä lasten ulottumattomissa. Lapset eivät ymmärrä tämän tuotteen käyttöön liittyvää ohjeita riittävän hyvin. Tuotteen sisältö on varovainen niin, että se voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja pysyviä arpoja.

- Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tuotetta. Ei ole tietoja siitä, miten Dr. Yglo varsiluomen -käsittely voi vaikuttaa ihoa.
- Älä käytä tuotetta, jos et näe selvästi hoitettavaa varsiluomaa. Jos käytät vahingossa Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyä muihin kohteisiin kuin varsiluomiin, tuloksena voi olla vakavia palovammoja ja pysyviä arpoja.
- Älä käytä tätä tuotetta, jos sinulla on diabetes tai jos sinulla on heikko verenkerto. Dr. Yglo varsiluomen -käsittely toimii jäädystämällä varsiluomia. Jädytynyt alue ei kuitenkaan välittämättä parane yhtä nopeasti tai kokonaistavaltaisesti henkilöillä, joilla on diabetes tai heikko verenkerto.
- Älä käytä, jos olet raskaana tai imettä. Ei ole tietoja siitä, miten Dr. Yglo varsiluomen -käsittely vaikuttaa potilaisiin näissä olosuhteissa.
- Älä käytä täytyneelle iholle tai mille tahansa alueelle, joka on tulehdutunut tai pinoitettu tai jossa on tulehdutunut merkejä, kuten kutina tai turvotusta. Tällaisten alueiden hoitamin Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä voi johtaa tilanteen pahenemiseen ja mahdolliseen lisäinfektiokseen. Nämä tilat eivät välittää vahinkoja ja ne ovat syytä näyttää lääkäriille.
- Älä käytä luomiin, syntymämerkeihin, syylin tai varsiluomiin, joista kasvaa karvoja, sukulinten (peniksen tai emättimen alueen) syyllin tai kasvoilla tai limakalvoilla (kuten suun sisäpuolella, nenässä, peräaukossa, sukulimissä, hulissa, korvissa tai läheillä silmiä) sijaitsevia varsiluomia. Käytä näillä alueilla voi aiheuttaa palovammoja ja pysyviä ihan arpeutumista tai sokeutumista.
- Vältä kosketusta terveen ihan kanssa. Käytä tällaisilla alueilla voi aiheuttaa palovammoja ja pysyviä arpoja.
- Älä nieli tai hengitä tuotetta. Tuotteen sisältö on myrkkyistä ja voi aiheuttaa vakavia sisäisiä vaurioita. Jos ainetta on nieltä, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
- Älä hengitä tuotettua tulevaa höyrää/sumua. Käytä tuotetta vain hyvin tuotetetuissa tiloissa, sillä höyrän/suihkun vaikuttus ta keuhkoihin ei tunneta. Höyrän/suihkun hengittäminen voi olla myrkkyistä.
- Pidä poissa liekkien, avotulen, sytytysläheteiden ja kapinoiden lähestä. Älä tupakoi, kun käytät Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyä. Alitustuminen lämmölle voi aiheuttaa sääliön rájähätmisen, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä puhkaise tai polta aerosolipulloa käytön jälkeenköön. Suojaa auringonvalolta lääkäri alista yli 50 °C:n (122 °F:n) lämpötilolle. Säilytä huoneenlämmössä etääillä lämmönlähetistä. Alitustuminen lämmölle voi aiheuttaa sääliön rájähätmisen, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- Älä käsittele varsiluomea Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä yli kolme kertaa, koska käsittely ei tässä tapauksessa ole ehkä tehokas ja se voi aiheuttaa palovammoja ja pysyviä arpoja.
- Käytölläteet kärki sisältää nikkelilä, joten käyttäjien, joilla on nikkeliallergia, on syytä selvittää, aiheuttaako käytölläte allergisen reaktion, ennen käsittelyn toistamista.

Jos et ole varma, ota yhteyttä lääkäriin. Jos käsittelite ihosairautta varsiluomea Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä, vaikka kyseessä ei ole varsiluomi, viiytätilan asianmukaista hoitoa. Tämä viiytätila voi johtaa vakavampaan tilaan tai sairauteen.

### TÄRKEÄT HUOMAUTUKSET

- Tuotetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivän jälkeen. Eränumero ja viimeinen käyttöpäivämäärä näkyvät aerosolipurkin pohjassa sekä ulkopakkauksen ulkopuolella.
- Puhdista käyttölaite alkoholilla kostutetulla liinalla, jos käytöllätiä käyttää useampi kuin yksi henkilö ja/tai jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Jos varsiluomia on useampia, käsittelite vain yksi varsiluomi kerrallaan. Käsittelite kaikki varsiluomet erikseen niin, että käsittelykertojen välillä on aina kaksi viikkoa.
- Useimmissa tapauksissa varsiluomet vaativat vain yhden käsittelykerran. Varsiluomet irtoavat yleensä kahden viikon kulussa Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä jälkeen. Jos varsiluomi tai sen osa on edelleen paikallaan kaksi viikkoa hoidon jälkeen, voit toistaa käsittelyn. Voit käsittää yhden varsiluomen korkeintaan kolme kertaa Dr. Yglo varsiluomen -käsittelyllä. Ota yhteys lääkäriin, jos varsiluomi ei ole poistunut kolmen käsittelykerran jälkeen.
- Käsittelyt varsiluomien kiven/pistelyn tulisi hävitä 24 tunnin kulussa käsittelystä. Jos epämäkävius tai kipu/pistely jatkuvat tätä pidempään, ota yhteyttä lääkäriin. Tämä voi tarkoittaa, että iholuoleen on jäädytetty liian syvältä ja tilanne saattaa vaatia lääkinnällistä hoitoa.
- Pese kädet välittömästi käytön jälkeen.
- Tarkasta tuote huolellisesti ennen jokaista käytöltöitä. Jos tuote vaikuttaa vaurioituneelta, lopeta sen käyttö ja hävitä se. Vaurioitunut tuote voi vuotaa kaasua.

## SYMBOLIEN SELITYKSET

### 8. HAITTAVAIKUTUKSET

- Tuotteen käytön aikana voi ilmetä seuraavia haittavaikutuksia:
- Nopeasti sulamisen jälkeen vähenevä pistely, kutina ja ikuipäädytämisen aikana ja sen jälkeen.
  - Mahdolliset värimuutokset valkoiseksi tai punaiseksi ja siltä välistä.
  - Mahdollisten rakkuloiden muodostuminen.
  - Muutaman päivän kuluttua varsiluomen keskelle saattaa ilmestyä mustia pisteitä.


### 9. SYMBOLIEN SELITYKSET

Pakkauksessa ja käytööhjereissä käytetään varoitusmerkkejä ja symbolit ovat välimättämöitä, jotka voidaan varmistaa, että tuotetta käytetään turvallisesti ja oikein, ja että käyttötäjä ja muita voidaan suojaa vahingoittumiselta. Symbolit on selitetty alla olevassa taulukossa

Symboli	Selitys
	Valmistajan symboli
	Symboli, joka kehottaa tutustumaan käytööhjereisiin
	Symboli, joka osoittaa, että laitteen käytössä on noudatettava varovaisuutta
	Viimeisen käyttöpäivän symboli
	Symboli, joka osoittaa, että tuote on lääkinnällinen laite
	Symboli, joka ilmaisee laitteen yksilöllisen tunnisteenumeron
	Symboli, joka asoittaa laitteen viitenumeron
	Eränumeron symboli
	Tuotetta on säilytettävä 10–25 °C:n lämpötilassa

## VARSILUOMEN TUNNISTAMINEN


**KÄYTÄ TÄTÄ TUOTETTA VAIN SILLOIN, JOS VARSILUOMI SISÄLTÄÄ KAIKKI 4 ALLA OLEVILLA KUVILLA OSOITETTU ominaisuutta.**



Varsiluomen **ON OLTAVA** jossakin näistä viidestä alueesta. Käsittely varsiluomia vain silloin, jos ne sijaitsevat kaulassa, rintakehässä, kainaloissa, selässä tai nivissä.



Varsiluomen **ON OLTAVA** kooltaan 2–6 mm.



Varsiluomen väri **ON OLTAVA** ympäröivää ihoa vastaava.



Varsiluomen **ON OLTAVA** pehmeitä ja joustavia. Niitä pitää pystyä liikuttamaan edestakaisin sormella. Niiden on myös oltava muun ihan tasoa korkeammalla varren tai varren kaltaisella iholta.

**Jos varsiluomi EI täytyä KAIKKIA näitä 4 ominaisuutta, ÄLÄ KÄYTÄ tätä tuotetta. Mene lääkäriin, sillä kyseessä saattaa olla vakavampi ihosairaus.**

Käytä **VAIN** ohjeiden mukaan. Katso lisävaroitukset käytööhjestejä.



## BORTTAGNING AV HUDFLIKAR

SE

LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT INNAN DU  
ANVÄNDER DR. YGLOS BEHANDLING AV HUDFLIKAR. VI  
REKOMMENDERAR ATT DU SPARAR DEN HÄR BIPACKSEDELN,  
DU KAN BEHÖVA LÄSA DEN IGEN.

### 1. INNEHÅLL I DR. YGLO BEHANDLING AV HUDFLIKAR

En trycksatt behållare fylld med 50 ml (vid tillverkningsdatum) av den komprimerade flytande gasen dimetylterer. En anpassad applikationshet (applikator) används för att administrera kylan från kryogenen till hudfliken.

### 2. BAKGRUND OM HUDFLIKAR

En hudflik är en liten, mjuk hudbit som kan vara upphöjd från huden och hängs från huden med en anslutande stjälk. De har vanligtvis samma färg som den omgivande huden. Hudflikan anses vara ofarliga och smittar inte. De sitter vanligtvis på halsen, bröstet, ryggen, under brösten, under armmarna eller i ljunnsken. De är vanligast hos medelålders och äldre vuxna, diabetiker och överväktiga personer. Hudflikan orsakar vanligtvis ingen smärta, men de kan bli irriterade om något, till exempel kläder eller smycken, gnider på dem. Om du är osäker på om du har en hudflik bör du kontakta din läkare.

### 3. TILL VAD ANVÄNDS DR. YGLOS BEHANDLING AV HUDFLIKAR?

Dr Yglo behandling av hudflikan är avsedd för receptfri behandling av vanliga hudflikan. Dr Yglo behandling av hudflikan fryser hudfliken omedelbart med samma metod som läkare över hela världen använder. Genom att frysja hudfliken förtörs vävnaden, vilket normalt leder till att hudfliken faller av efter 1 behandling. Om hudfliken inte har lossnat inom 2 veckor kan du behandla hudfliken, upp till tre behandlingscykler.

När applikatorn appliceras på hudfliken kommer huden att bli vit som ett tecken på att den frysas. En lätt värvande, kliande och/eller stickande känsla kommer att uppstå till följd av frysningen. När applikatorn har avlägsnats återkommer färgen och den värvande, kliande och stickande känslan kommer att minska snabbt och försvinner inom några timmar.

När området har tintat upp och färgen återvänder kan en rodnad som är lika stor som det frusna området uppträda. Som ett resultat av frysningen kan en blåsa bildas (ibland fylld med blod) under hudflikarna inom några dagar. Du kanske inte ser detta lätt.

Den frysta huden med den behandlade hudfliken kommer att falla av efter ca 10-14 dagar. Under tiden kommer ny hud att ha bildats under blåsan.

### 4. HUR FUNGERAR DR YGLO BEHANDLING AV HUDFLIKAR?

Dr. Yglo behandling av hudflikan fryser hudflikan. Frysningen förstör drabbad vävnad. När applikatorn först klys och sedan trycks (appliceras) på hudfliken börjar frysningen inom några sekunder och huden blir vit. En lätt värvande, kliande och/eller stickande känsla kommer att uppstå till följd av frysningen.

När applikatorn har avlägsnats återkommer färgen och den värvande, kliande och stickande känslan ska minska snabbt och försvinner inom några timmar.

När området har tintat upp och färgen återvänder kan en rodnad som är lika stor som det frusta området uppträda. Som ett resultat av frysningen kan en blåsa bildas (ibland fylld med blod) under hudflikarna inom några dagar. Du kanske inte ser detta lätt. Den frysta huden med den behandlade hudfliken kommer att falla av efter ca 10-14 dagar. Under tiden kommer ny hud att ha bildats under blåsan.

Vare sig allvarlig händelse som har inträffat i samband med den här produkten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

För mer information om Dr. Yglo behandling av hudflikan, besök [www.apteq.fi](http://www.apteq.fi). För alla produktförfrågningar, kontakta distributören [asiakaspalvelu@fennogate.fi](mailto:asiakaspalvelu@fennogate.fi).

För mer information, besök [www.apteq.fi](http://www.apteq.fi).

### TILLVERKARE THEOTCLAB

Fred. Roeskestraat 115  
1076 EE Amsterdam  
Alankomaat Nederländerna

### DISTRIBUTÖR Fennogate Finland Oy

Microkatu 1, 70210 Kuopio  
[www.fennogate.fi](http://www.fennogate.fi)

### 5. Bruksanvisning

- Applicera engångsskumskivorna med den självhäftande sidan på huden med hålet direkt över hudfliken.
- Applicera applikatorn på aerosolburken med metallspetsen vänd uppåt och rikta in markeringarna. Tryck inte ner applikatorn förrän det är dags för kylining.
- Placerar aerosolbehållaren på en hård yta och tryck ned den vita applikatorn i 5 sekunder. Låt sedan burken vila i 5 sekunder. Var noga med att undvika kontakt med metallspetsen när du trycker ner. Tryck inte längre än vad som anges i instruktionerna och vänta minst 5 minuter innan du aktiverar den igen.
- Ta bort applikatorn från aerosolburken med metallspetsen vänd uppåt.
- Applicera metallspetsen på hudfliken i 40 sekunder. Se till att metallspetsen täcker så mycket som möjligt av hudfliken. Ta bort skumskivan efter applicering och kassera den. Återanvänd ej.
- Tvätta händerna omedelbart efter användning.
- Om applikatorn används av fler än en person och/eller efter varje användningstillfälle ska den rengöras med alkohol på en liten trasa.

Det är viktigt att instruktionerna i bipackseaterna följs till punkt och pricka. Ovarsam användning kan leda till alltför djup frysning,

## UPPFÖLJNINGSBEHANDLING

vilket kan orsaka permanenta skador på huden översta lager. Detta kan leda till permanenta ärr eller nervskador.

### 6. UPPFÖLJNINGSBEHANDLING

För varje hudflik behövs i de flesta fall endast en behandling. Inom två veckor efter behandling med Dr. Yglo behandling av hudflikan är hudflikarna vanligtvis borta. Om en hudflik eller en del av den fortfarande finns kvar två veckor efter behandlingen kan du utan risk behandla den igen.

Behandla inte varje hudflik med Dr. Yglo behandling av hudflikan mer än tre gånger totalt. Rådgör med din läkare om tre behandlingar inte har lett till någon förbättring. Använd inte Dr. Yglo behandling av hudflikan tillsammans med någon annan metod för borttagning av hudflikan eftersom det är osäkert hur kombinationen kan påverka din hud. Kombinerad användning kan leda till allvarliga brännskador och permanent ärrbildning på huden.


Efter applicering kan huden färg förändras, från vit till röd. En blåsa kan bildas under hudfästet och en värvande/stickande känsla uppstår normalt i upp till några timmar. Om den värvande, stickande känslan fortsätter till nästa dag, eller om något annat problem uppstår (t.ex. att huden fryser mer än hudflikens storlek eller att känslan försvinner), ska du kontakta din läkare.

- Det är normalt att det behandlade området är känsligt under några dagar.
- Svarta prickar kan dyka upp i mitten av den behandlade hudflikan efter några dagar.
- Håll det behandlade området rent.
- Du kan bada och duscha.
- Plocka eller kliva inte på det behandlade området eftersom det kan leda till infektion.
- Skydda vid behov blåsor med gasbinda eller steril självhäftande bandage.
- Punktera inte blåsor. Att punktera blåsor är smärtfullt och kan leda till infektion.


Kassera förpackningen och de använda delarna i enlighet med gällande bestämmelser i respektive land.

**SÅ HÄR ÅTERVINNS AEROSOLER:** Se till att aerosolerna är helt tomta före återvinning. Aerosolburkar får inte punkteras, krossas eller plattas till. Ta bort alla lösa eller lätt avtagbara delar, t.ex.

## SÅ ANVÄNDS DR. YGLO BORTTAGNING AV HUDFLIKAR



1. Applicera engångsskumskivorna med den självhäftande sidan på huden med hålet direkt över hudfliken.




2. Applicera applikatorn på aerosolburken med metallspetsen vänd uppåt och rikta in markeringarna. **Tryck inte ner applikatorn förrän det är dags för kylining.**



3. Placerar aerosolbehållaren på en hård yta och tryck ned den vita applikatorn i 5 sekunder. Låt sedan burken vila i 5 sekunder. Var noga med att undvika kontakt med metallspetsen när du trycker ner. Tryck inte längre än vad som anges i instruktionerna och vänta minst 5 minuter innan du aktiverar den igen.



4. Ta bort applikatorn från aerosolburken med metallspetsen vänd uppåt.



5. Applicera metallspetsen på hudfliken i 40 sekunder. Se till att metallspetsen täcker så mycket som möjligt av hudfliken. Ta bort skumskivan efter applicering.

## VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

locket, och släng dem tillsammans med resten av återvinningen. Observera att spetsen innehåller tungmetaller och kan behöva kasseras som farligt material enligt lokal lagstiftning.

### 7. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs igenom den här viktiga informationen noggrant innan produkten tas i bruk och spara den för framtidig bruk.

### VARNINGAR

Tryck inte längre än vad som instrueras och vänta minst 5 minuter innan du aktiverar den igen. Om du trycker på aktiveringsknappen längre än vad som anges i instruktionerna kan det frigöra för mycket produkt, vilket kan leda till läckage på grund av obalans mellan utsläpp av produkt och gas. Förvara utom räckhåll för barn. Barn kan inte förstå instruktionerna för korrekt användning av den här produkten. Innehållet är farligt om det sväljs, inandas, sprays eller utsätts för värme. Endast för extern användning. Använd endast enligt anvisningarna. Om Dr. Yglo behandling av hudflikan inte används exakt enligt anvisningarna eller om du av missgång applicerar den direkt på huden eller använder den på tillstånd som inte är hudflikan, kan det orsaka allvarliga brännskador och bestående ärrbildning i huden. Använd inte om du kan läsa informationen på förpackningen eller i denna bipacksedel med god synskärpa.

- Får inte användas av personer under 18 år. Det är osäkert hur Dr. Yglo behandling av hudflikan kan påverka huden.
- Använd inte om du inte tydligt kan se den hudflukan behandler. Om du felaktigt applicerar Dr. Yglo behandling av hudflikan på tillstånd som inte är hudflikan kan det orsaka allvarliga brännskador och permanent ärrbildning på huden.
- Använd inte om du är diabetiker eller om du har dålig blodcirkulation. Dr. Yglo behandling av hudflikan fungerar genom att frysja hudflikan. Det frysta området hos diabetespatienter och personer med dålig blodcirkulation läker kanske inte lika snabbt eller fullständigt.
- Använd inte om du är gravid eller ammar. Det är osäkert hur Dr. Yglo behandling av hudflikan kan påverka patienter under dessa förhållanden.
- Använd inte på irriterad hud eller på något område som är infekterat, rodnad eller som visar tecken på inflammation, såsom kläder eller svullnad. Behandling av dessa områden med Dr. Yglo behandling av hudflikan kommer att leda till försämring av tillståndet och eventuellt ytterligare infektion. Dessa tillstånd kanske inte är en hudflik och bör undersökas av en läkare.
- Använd inte på födelsemärken, värtor med hårväxt, könsvärt (på penis eller vaginalområdet) eller hudflikan i ansiktet eller på slehinnorna (t.ex. inuti munnen, näsan, anus, könsorganen, läpparna, öronen eller nära ögonen). Användning på dessa områden kan orsaka brännskador och permanent ärrbildning på huden eller blindhet.
- Undvik kontakt med frisk hud. Användning på dessa områden kan orsaka brännskador och permanent ärrbildning på huden.
- Undvik ögonkontakt. Kontakt med ögonen kan orsaka blindhet. Om produkten kommer i ögonen, kontakta genast läkare.
- Får inte sväljas eller andas in. Innehållet är giftigt och kan orsaka allvarliga irreversibla skador. Vid förtäring ska du omedelbart uppsöka läkare.
- Andas inte i ånga/spray och använd endast i väl ventilerade utrymmen eftersom det är osäkert hur ångan/spryren kan vara giftigt.
- Förvaras på avstånd från eld eller lågor och från gnist- eller antändningskällor. Rök inte nära den använder Dr. Yglo behandling av hudflikan. Om behållaren utsätts för värme kan den explodera och orsaka allvarliga personskador.
- Gör inte hål eller bränsle i aerosolsprayburken, inte ens efter användning. Skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C (122 °F). Förvaras i rumstemperatur på avstånd från värme. Om behållaren utsätts för värme kan den explodera och orsaka allvarliga personskador.
- Behandla inte varje hudflik med Dr. Yglo behandling av hudflikan mer än tre gånger totalt eftersom behandlingen kanske inte är effektiv och kan orsaka brännskador och permanent ärrbildning.
- Applikatorn spets innehåller nickel, användare med nickelallergi bör noggrant försöka avgöra om en allergi uppstår innan de upprepar flera behandlingar.

Om du är osäker bör du rådfråga din läkare. Om du behandlar en hudäkomma som är en hudflik med Dr. Yglo behandling av hudflikan och det inte är en hudflik, fördjör du korrekt behandling. Denna fördjörning kan leda till ett allvarligare hudtillstånd eller en allvarligare hudsjukdom.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Produkten ska inte användas efter utgångsdatumet. Partinummer och utgångsdatum finns på aerosolbehållarens botten samt på ytterförpackningens utsida.
- Om applikatorn används av fler än en person och/eller efter varje användningstillfälle ska den rengöras med alkohol på en liten trasa.
- Om din hudflik inte har noggrant försvunnit innan 40 sekunder ska den rengöras med alkohol.
- I de flesta fall behövs bara en behandling för varje hudflik. Hudflikan försvinner vanligtvis inom två veckor efter behandling med Dr. Yglo behandling av hudflikan. Om en hudflik eller en del av den fortfarande finns kvar två veckor efter behandlingen kan du utan risk behandla den igen. Behandla inte varje hudflik med Dr. Yglo behandling av hudflikan mer än tre gånger totalt. Rådgör med din läkare om tre behandlingar inte har lett till någon förbättring.
- Den värvande/stickande känslan i behandlade hudflikan bör försvinnit inom 24 timmar efter applicering. Om behag eller värv/stickande känsla kvarstår efter denna tid ska du kontakta din läkare. Det kan betyda att området har frusit för djupt och att läkarvård kan behövas.

## SYMBOLFÖRKLARING

- Tvätta händerna direkt efter användning.
- Inspektera noggrant före varje användning. Om produkten verkar skadad, sluta använda den och släng den. Skadad produkt kan läcka gas.

### 8. BIVERKNINGAR

Följande biverkningar kan uppstå när du använder produkten:

- En stickande, kliande, värvande känsla under och efter frysning som snabbt avtar när området tinar.
- Möjliga förändringar i färgen från vit till röd.
- Möjlig blåsbildning.
- Svarta prickar kan dyka upp i mitten av hudfliken efter några dagar.


### 9. SYMBOLFÖRKLARING

Varningsymbolerna och symbolerna på förpackningen och bruksanvisningarna är viktiga för att säkerställa att du använder denna produkt på ett säkert och korrekt sätt och för att skydda dig och andra från skador. Symbolerna förklaras i tabellen nedan

Symbol	Förklaring
	Symbol för tillverkaren
	Symbol som uppmanar att läsa bruksanvisningen
	Symbol som uppmanar att försiktighet vid användning av produkten
	Symbol för utgångsdatumen
	Symbol som anger att produkten är en medicinteknisk produkt
	Symbol som anger den unika produktidentiteten
	Symbol som anger produktens referensnummer
	Symbol för partinumret
	Produkten ska förvaras mellan 10 °C och 25 °C

## IDENTIFIERING AV HUDFLIKEN

**ANVÄND ENDAST DENNA PRODUKT OM DIN HUDFLIK HAR ALLA 4 EGENSKAPER SOM VISAS PÅ BILDERNA NEDAN.**



Hudflikan **MÄSTE** vara placerade på en av dessa 5 platser. Behandla endast hudflikan om de sitter på halsen, bröstet, armpålen, ryggen eller ljunnsken.



Hudflikan **MÄSTE** vara 2 mm till 6 mm stora.



Hudflikan **MÄSTE** ha samma färg som den omgivande huden.



Hudflikan **MÄSTE** vara mjuka och flexibla. Du ska kunna flytta dem fram och tillbaka med fingret. De måste också vara upphöjda över huden med en stjäl eller en stjäl-kliknande huden.

**Om din hudflik INTE har ALLA 4 egenskaper, ANVÄND INTE denna produkt. Uppsök läkare eftersom du kan ha en allvarligare hudäkomma.**

Använd **ENDAST** enligt anvisningarna. Läs igenom bruksanvisningen för ytterligare varningar.

